

Ortho Card

 sweden & martina



Indirizzo

Telefono



Timbro dello studio dentistico
(nome e indirizzo)



www.sweden-martina.com

Posizione Apparecchio Ortodontico

DU

18 17 16 15 14 13 12 11

48 47 46 45 44 43 42 41

DL

SU

21 22 23 24 25 26 27 28

31 32 33 34 35 36 37 38

SL

Descrizione trattamento

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

BRACKET

Riportare le informazioni presenti in etichetta

REF

LOT



POSIZIONE

31

Cod. BANDE, FILI,
LEGATURE, altro

Riportare le informazioni presenti in etichetta

REF

LOT



REF

LOT



REF

LOT



NOTE

BRACKET

Riportare le informazioni presenti in etichetta

REF

LOT



POSIZIONE

31

Cod. BANDE, FILI,
LEGATURE, altro

Riportare le informazioni presenti in etichetta

REF

LOT



REF

LOT



REF

LOT



NOTE

Controlli Successivi

Data

Trattamento ed eventuali
osservazioni

Data

Trattamento ed eventuali
osservazioni

Controlli Successivi

Data	Trattamento ed eventuali osservazioni

Data	Trattamento ed eventuali osservazioni

Il tuo apparecchio ortodontico

Questo apparecchio serve ad allineare i denti e permettere una corretta masticazione. L'apparecchio è costituito da:

BANDE: sono gli anelli di metallo che vengono inseriti sui molari (potresti non averle -non tutti gli apparecchi le prevedono-).

BRACKET o ATTACCHI: sono le "stelline" di metallo che vengono applicate sui denti anteriori.

FILI: uniscono i bracket/attacchi, sono loro che allineano i denti.

LEGATURE: tengono i fili a contatto con i bracket/attacchi.

Eventuali fastidi e possibili rimedi:

- Dolenzia iniziale (3-6 gg) dopo il montaggio dell'apparecchio. È un fenomeno temporaneo. In questi casi si può utilizzare un antidolorifico già usato in passato.
- Possibili arrossamenti ed escoriazioni delle guance e delle labbra. Si può utilizzare della cera ortodontica (*Butler, Oral-B*) per coprire quella parte dell'apparecchio che punge o dà noia.
- Dolenzia dopo ogni visita (1-2 gg).

Igiene orale:

- Lavarsi i denti con lo spazzolino tre volte al giorno, sempre dopo ogni pasto o spuntino seguendo le istruzioni fornite dalla nostra igienista.
- Utilizzare spazzolini ortodontici (*Oral-B, Butler, Iodosan*) e scovolini interprossimali (*Curaprox Pagni, Proxabrush Butler, Iodosan*). Il dentifricio deve essere al fluoro (*Actifluor*).
- Utilizzare il filo interdentale (*Super Floss Oral-B o GUM o filo interdentale con ago passafilo*).
- Utilizzare collutorio al fluoro (*Biotene Fluoro, Fluorinse*).

Abitudini alimentari:

- Evitare gli spuntini fra i pasti.
- Evitare cibi particolarmente zuccherati e/o difficili da rimuovere (caramelle, dolci, popcorn, etc.).
- Evitare cibi particolarmente duri e/o croccanti (torrone, carote, crosta del pane, noccioline, etc.) che possono causare il distacco degli attacchi. Se dovesse capitare non preoccupatevi, infatti, se ciò accade sporadicamente, non vengono compromesse nè la durata nè l'efficacia del trattamento ortodontico.

Informazioni utili:

- Si prega di informare in anticipo lo studio se vi è un distacco o una rottura dell'apparecchio.
- Se dovesse esserci un distacco o rottura dell'apparecchio, **SI PREGA DI PORTARE GLI ATTACCHI STACCATI** all'appuntamento: è quindi importante **NON BUTTARE GLI ATTACCHI.**

Certificazione di qualità

La presente Ortho Card certifica che gli apparecchi ortodontici sono originali, corrispondono per qualità e tecnologia agli standard ISO 9001 e ISO 13485 e sono marcati CE in conformità al Regolamento (UE) 2017/745. Grazie alla Ortho Card qualsiasi ortodontista sarà in grado di riconoscere il trattamento eseguito ed intervenire di conseguenza.

Ricerca scientifica

Sweden & Martina ha sempre supportato in maniera attiva i protocolli di ricerca sperimentale e clinica dei principali poli di ricerca universitari e privati. Questa sinergia ha portato alla pubblicazione di centinaia di articoli scientifici su riviste di rilevanza nazionale ed internazionale. L'attività a sostegno della ricerca, della cultura e dell'etica odontoiatrica rispecchia la mission aziendale, che pone al centro delle valutazioni e dei programmi di sviluppo del prodotto le preziose indicazioni dei ricercatori e dei clinici, rendendo disponibili per il paziente le soluzioni più all'avanguardia in tempi brevissimi.



ORTHOCARD



Sweden & Martina S.p.A.

Via Veneto, 10
35020 Due Carrare (PD), Italy
Tel. +39 049 91 24 300
Fax +39 049 91 24 290
info@sweden-martina.com

Sweden & Martina Mediterranea S.L. - España

info.es@sweden-martina.com

www.sweden-martina.com