

ACQUISIZIONE DATI

GAMMA 3SHAPE LAB

E1, E2, E3, E4

Uno scanner da laboratorio per ogni esigenza

SCANSIONE
DIRETTA


VELOCITÀ
SUPERIORE
DEL 20%

SCANSIONE
ALL IN ONE



RAPPORTO
QUALITÀ
PREZZO

AUMENTO
DELLA
PRODUTTIVITÀ

3shape 



sweden & martina



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Un solido sistema CAD-CAM che combina la scansione con il software di progettazione è l'unico modo per soddisfare le esigenze future dei vostri clienti. Gli scanner da laboratorio 3Shape offrono un'elevata precisione documentata ISO, alta velocità e molte funzionalità di scansione avanzate. Dall'economico scanner E1, arrivando allo scanner E4 ad alte prestazioni, il portfolio di scanner di 3Shape offre la soluzione perfetta per le esigenze del vostro laboratorio.

CARATTERISTICHE TECNICHE



E1

Scanner essenziale per digitalizzare il proprio laboratorio

2 x 5 MP cameras

Precisione (ISO 12836): 10 µm

Velocità di scansione (full arch): 32 sec

Velocità di scansione (impronta full arch): 104 sec

Scanning Strategy: Standard

E2

Aumenta la produttività e la scansione delle texture

2 x 5 MP cameras

Precisione (ISO 12836): 10 µm

Velocità di scansione (full arch): 24 sec

Velocità di scansione (impronta full arch): 72 sec

Texture: Bianco e nero

Scanning Strategy: Standard

E3

Alte prestazioni e precisione della barra dell'impianto

2 x 5 MP cameras

Precisione (ISO 12836): 7 µm

Velocità di scansione (full arch): 18 sec

Velocità di scansione (impronta full arch): 64 sec

Texture: Colori

Scanning Strategy: Standard

E4

Altissima velocità e precisione

4 x 5 MP cameras

Precisione (ISO 12836): 4 µm

Velocità di scansione (full arch): 9 sec

Velocità di scansione (impronta full arch): 45 sec

Texture: Colori

Scanning Strategy: Die-in-model
