

ACQUISIZIONE DATI

GAMMA 3SHAPE

TRIOS3

Ottieni il meglio dall'odontoiatria digitale

Tecnologia avanzata

Innovazione
wireless

Software per il
coinvolgimento e il
trattamento dei pazienti




3shape 

sweden & martina

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

TRIOS3 Visualizza in anteprima i risultati del trattamento restaurativo e ortodontico. Illustra i tuoi piani di trattamento più facilmente. Lo scanner per impronte wireless 3Shape TRIOS 3, unico nel suo genere, aumenta l'accettazione degli interventi coinvolgendo ancor più i tuoi pazienti. Puoi anche scegliere di aggiungere servizi interni o alla poltrona odontoiatrica alla tua offerta, o usare la funzionalità di scansione e invio.



CARATTERISTICHE TECNICHE TRIOS 3

Versione Trios3 Basic disponibile: sì


Indicazioni terapeutiche supportate: corone, inlay, onlay, faccette, ponti fino a 5 unità, impianti singoli, post&core, modello di studio completo comprese le aree vestibolare e palatali (ortodonzia)

Materiali scansionabili supportati: tutti eccetto pietre preziose nei denti, qualche attacco ortodontico semi trasparente e metalli estremamente lucidi

Formato file di uscita: DCM, STL, PLY



batteria inclusa



TRIOS3 WIRELESS

Tecnologia wireless: collegamento wireless a 5ghz dedicato

Tempo batteria: 5 minuti per il riscaldamento e scansione continua per 20 min (con una batteria nuova)

Durata batteria: circa 80% dopo 300 cicli e 70 % dopo 500 cicli

Versione Trios3 Basic disponibile: no

Indicazioni terapeutiche supportate: corone, inlay, onlay, faccette, ponti fino a 5 unità, impianti singoli, post&core, modello di studio completo comprese le aree vestibolare e palatali (ortodonzia)

Materiali scansionabili supportati: tutti eccetto pietre preziose nei denti, qualche attacco ortodontico semi trasparente e metalli estremamente lucidi

Formato file di uscita: DCM, STL, PLY



batteria inclusa