

ACQUISIZIONE DATI

GAMMA 3SHAPE

TRIOS 4

Lo scanner intraorale che porta
il trattamento al livello successivo

Puntali intelligenti con tecnologia a
riscaldamento istantaneo



Rilevamento delle
carie autointegrato

Soluzione cablata
e wireless in un
unico sistema


3shape 


sweden & martina



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

TRIOS 4 scansioni a colori realistiche, App per il coinvolgimento del paziente, opzioni interne.
3Shape TRIOS 4 offre tutto questo e altro ancora. Questo potente scanner garantisce la comodità di una durata della batteria superiore del 30% e, soprattutto, un aiuto integrato per il rilevamento delle carie superficiali.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tecnologia wireless: collegamento wireless a 5ghz dedicato

Tempo batteria: riscaldamento istantaneo e scansione continua per 45 min (con una batteria nuova)

Durata batteria: circa 80% dopo 300 cicli e 70 % dopo 500 cicli

Indicazioni terapeutiche supportate: restauri, ponti, wax up digitale, inlay, onlay, post&core, rimozione protesi parziali, corone singole, faccette, apparecchi ortodontici, implantologia (pianificazioni e guide chirurgiche) e valutazione dello stato dentale.

Materiali scansionabili supportati: tutti eccetto pietre preziose nei denti, qualche attacco ortodontico semi trasparente e metalli estremamente lucidi

Formato file di uscita: DCM, STL, PLY



batteria inclusa