


CIRUGÍA GUIADA

KIT GSL GUIDED SINUS LIFT

La cirugía guiada simple y rápida



Kit compacto para una operatividad más simple y económica

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **Kit GSL** es un sistema que permite la elevación sin traumas y de manera gradual del seno maxilar hasta una altura de más de 12, más allá de la situación inicial, con una técnica sencilla, rápida y segura, realizada en cirugía guiada y en técnica mixta. La torcedura de la cortical y la superación de la fase de deformación elástica hasta la ruptura de la misma para poder introducir un biomaterial de reconstrucción y el implante tienen lugar de manera gradual, sin traumas, paso a paso (1 mm cada uno), a través de topes de profundidad.

Los **instrumentos contenidos en el kit GSL** son los siguientes:

- 6 fresas, con diseños diferentes;
- 12 topes de profundidad;
- 4 guided tips de medidas diferentes;
- 1 instrumento manual que en un lado tiene el ase de trabajo recto y en el otro lado una "L" que permite de trabajar con sencillez también en casos de aperturas reducidas
- 1 caja porta-instrumentos formada por un estuche autoclavable con un equipo quirúrgico.

Fresas cilíndricas



Fresas Chamfered




Fresas Rounded



Guided tips



Topes



Mango

