

ACQUISIZIONE DATI

GAMMA 3SHAPE

TRIOS 5

Intelligente. L'ultimo TRIOS.

Ergonomia di nuova
generazione.

Tecnologia di scansione
ad alta praticità.



Progettato per la
massima igiene.

Profondità di lettura
aumentata


3shape 


sweden & martina



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

TRIOS 5 è stato realizzato per adattarsi perfettamente ad ogni mano. Stabilisce un nuovo standard di controllo delle infezioni. E il suo motore ScanAssist offre scansioni di precisione, con efficienza e senza sforzo. In questo modo potrete dedicarvi completamente a fornire trattamenti eccellenti, fidelizzando i vostri pazienti.



CARATTERISTICHE TECNICHE TRIOS5 WIRELESS

Tecnologia wireless: collegamento wireless a 5ghz dedicato

Durata batteria: riscaldamento istantaneo e fino a 66 minuti di scansione continuata per batteria

Durata caricamento batteria: 60 minuti per raggiungere l'80% di carica. Meno di 2 ore per raggiungere il 100% di carica

Indicazioni terapeutiche supportate: corone, inlay, onlay, faccette, ponti fino a 5 unità, impianti singoli, post&core, modello di studio completo comprese le aree vestibolare e palatali (ortodonzia)

Materiali scansionabili supportati: tutti eccetto pietre preziose nei denti, qualche attacco ortodontico semi trasparente e metalli estremamente lucidi

Formato file di uscita: DCM, STL, PLY

Articoli inclusi: scanner TRIOS 5, 5x puntali TRIOS 5, puntale di protezione TRIOS 5, 3x batterie, caricatore e cavo di alimentazione, pod dello scanner, adattatore wireless, dongle USB con software, dongle di sottoscrizione 3Shape, documentazione.



batteria inclusa

CODICI

CODICE	DESCRIZIONE
22003180	Scanner introrale TRIOS 5 POD
22002375	TRIOS 5 MOVE (solo accessorio senza scanner)
22002380	TRIOS 5 guaine protettive (100pz)
22002381	TRIOS 5 puntale, 3pz
22002382	TRIOS 5 protezione puntale, 1pz
22002383	TRIOS 5 POD (solo accesorio, senza scanner)
22002384	TRIOS 5 carica batteria
22002385	TRIOS 5 batteria, 3pz
806900142	TRIOS adattatore wireless