


Tabelul 01

Culoare	Diametru freză
Alb	2.00 mm
Verde	3.00 mm
Albastru	3.40 mm
Violet	4.25 mm
Negru	5.40 mm

Fig. 01



Tabelul 02

	Puncte de referință	Înălțime
	A	5.00 mm
	B	6.00 mm
	C	7.00 mm
	Lt	8.50 mm

Tabelul 03

Dispozitiv	Ambalaj	Regula de clasificare	Clasă de risc
Freze	Ambalaj nesteril	6	Ila
Stop pentru freze			Ila
Pini de paralelism			I
Tray			I
Kit de freze Shorty complet			Ila

LEGENDĂ SIMBOLURI		
	Atenție, consultați instrucțiunile de utilizare	✓
	Număr de lot	✓
	Cod	✓
	Producător	✓
	Țara de producție	✓
	Codul UDI, Indicativul Unic al Dispozitivului	✓
	Dispozitiv medical	✓
	Consultați instrucțiunile de utilizare www.sweden-martina.com	✓
	Marcaj de conformitate CE Dacă este cazul: numărul de identificare al autorității notificate trebuie să urmeze acestui simbol	✓
	Legea federală americană limitează vânzarea individual sau pe baza prescripției unui stomatolog	✓
	A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat	✓
	Produs NESTERIL	✓



Sweden & Martina S.p.A.
Via Veneto, 10 - 35020 Due Carrare (Padova) - Italia
Tel. +39.049.9124300 - Fax + 39.049.9124290
e-mail: info@sweden-martina.com
www.sweden-martina.com