

ES: Gutapercha

Se realizan con medidas específicas para la obturación de canales preparadas con instrumentos Mtwo.

La gama incluye:

- Conos Mtwo Gutta con calibres crecientes de 020 a 060 con la conicidad de los instrumentos Mtwo correspondientes, para la obturación vertical con la técnica de onda de condensación continua (p. ej. en combinación con EQ-V); son cilíndricos a partir de 13° mm;
- Conos Mtwo Apical Gutta, utilizados para la obturación del tercer apical después del acabado con los instrumentos específicos Mtwo Apical.



Código	Description
M2GP-KIT	Kit de conos de gutapercha, en medidas surtidas. 20/.06, 25/.06, 30/.05, 35/.04, 100 uds.
M2GP-20	Mtwo Gutta 20/.06, 100 uds.
M2GP-2505	Mtwo Gutta 25/.05, 100 uds.
M2GP-25	Mtwo Gutta 25/.06, 100 uds.
M2GP-30	Mtwo Gutta 30/.05, 100 uds.
M2GP-3006	Mtwo Gutta 30/.06, 100 uds.
M2GP-35	Mtwo Gutta 35/.04, 100 uds.
M2GP-3506	Mtwo Gutta 35/.06, 100 uds.
M2GP-4003	Mtwo Gutta 40/.03, 100 uds.
M2GP-4004	Mtwo Gutta 40/.04, 100 uds.
M2GP-4503	Mtwo Gutta 45/.03, 100 uds.
M2GP-4504	Mtwo Gutta 45/.04, 100 uds.
M2GP-4006	Mtwo Gutta 40/.06, 100 uds.
M2GP-5003	Mtwo Gutta 50/.03, 100 uds.
M2GP-5004	Mtwo Gutta 50/.04, 100 uds.
M2GP-6002	Mtwo Gutta 60/.02, 100 uds.
M2GP-6004	Mtwo Gutta 60/.04, 100 uds.
M2GP-A1	Mtwo Apical Gutta, tamaño 1, 100 uds.
M2GP-A2	Mtwo Apical Gutta, tamaño 2, 100 uds.
M2GP-A3	Mtwo Apical Gutta, tamaño 3, 100 uds.