

FR: Gutta-percha

Ils sont réalisés avec des mesures spécifiques pour l'obturation des canaux préparés avec des instruments Mtwo.

La gamme comprend :

- Cônes Mtwo Gutta avec des calibres croissants de 020 à 060 avec la conicité des instruments Mtwo correspondants, pour le remplissage vertical avec technique d'onde continue de condensation (par ex. en combinaison avec EQ-V) ; ils sont cylindriques à partir de XIIIe mm;
- Cônes Mtwo Apical Gutta, sont utilisés pour l'obturation de la troisième apicale après la finition avec les instruments Mtwo Apical appropriés.



Code	Description
M2GP-KIT	Kits de cônes de gutta-percha assortis, tailles 20/.06, 25/.06, 30/.05, 35/.04, 100 pièces
M2GP-20	Mtwo Gutta 20/.06, 100 bp.
M2GP-2505	Mtwo Gutta 25/.05, 100 bp.
M2GP-25	Mtwo Gutta 25/.06, 100 bp.
M2GP-30	Mtwo Gutta 30/.05, 100 bp.
M2GP-3006	Mtwo Gutta 30/.06, 100 bp.
M2GP-35	Mtwo Gutta 35/.04, 100 bp.
M2GP-3506	Mtwo Gutta 35/.06, 100 bp.
M2GP-4003	Mtwo Gutta 40/.03, 100 bp.
M2GP-4004	Mtwo Gutta 40/.04, 100 bp.
M2GP-4503	Mtwo Gutta 45/.03, 100 bp.
M2GP-4504	Mtwo Gutta 45/.04, 100 bp.
M2GP-4006	Mtwo Gutta 40/.06, 100 bp.
M2GP-5003	Mtwo Gutta 50/.03, 100 bp.
M2GP-5004	Mtwo Gutta 50/.04, 100 bp.
M2GP-6002	Mtwo Gutta 60/.02, 100 bp.
M2GP-6004	Mtwo Gutta 60/.04, 100 bp.
M2GP-A1	Mtwo Apical Gutta, taille 1, 100 pcs.
M2GP-A2	Mtwo Apical Gutta, taille 2, 100 pcs.
M2GP-A3	Mtwo Apical Gutta, taille 3, 100 pcs.